

PRODUKTDATABLAD

Kliniplast, væsketæt plaster med sårpude, steril

Kliniplast væsketæt plaster er et sterilt, absorberende plaster.

Plastret er semipermeabelt således, at væske kan fordampe, men den væskeafvisende/væsketætte bagside sikrer mod indtrængen af bakterier udefra.



Består af bløde, elastiske non woven fibre med hudvenlig klæber fremstillet af polyacrylat.

Produktet har i midten en absorberende pude med en ikke-hæftende overflade.

Sårkontaktlaget skal reducere risikoen for at bandagen hænger i såret.

Kan tåle brusebad.

Undgå at strække i bandagen ved applicering.



Indholdsstoffer/materiale: Non woven, polyurethan film, acrylatklæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I-s

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding/ genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Kliniplast, væsketæt plaster med sårpude, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4053255	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 3x4cm, steril	6 cm x 7 cm	æske a 60 stk - krt a 8 æsker	40514200
4053256	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 5x5cm, steril	9 cm x 10 cm	æske a 40 stk - krt a 8 æsker	40514201
4053257	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 5x9cm, steril	9 cm x 15 cm	æske a 40 stk - krt a 8 æsker	40514202
4053258	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 5x14cm, steril	9 cm x 20 cm	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	40514203
4053259	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 5x19cm, steril	9 cm x 25 cm	æske a 30 stk - krt a 6 æsker	40514204
4053260	Kliniplast	væsketæt plaster med sårpude 5x24cm, steril	9 cm x 30 cm	æske a 30 stk - krt a 9 æsker	40514205