

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Film, steril

Kliniderm Film er en transparent film fremstillet af polyurethan.

Da filmen er transparent kan bandage/hud observeres.

Bandagen er blød og fleksibel, med afrundede hjørner og kan anvendes på vanskeligt bandagerbare steder på kroppen.

Filmene er brusetæt.



Indholdsstoffer	Polyurethanfilm, acrylatklæber
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I-s
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3år
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Film, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4285130	Kliniderm Film	steril	4 cm x 5 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	40514840
4285132	Kliniderm Film	steril	5 cm x 7,2 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	40514841
4285134	Kliniderm Film	steril	10 cm x 10 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	40514842
4285136	Kliniderm Film	med vindue, steril	10 cm x 12 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	40514843
4285138	Kliniderm Film	steril	10 cm x 15 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	3016551
4285140	Kliniderm Film	steril	10 cm x 20 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	3016552
4285142	Kliniderm Film	steril	10 cm x 25 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	4051 4846
4285144	Kliniderm Film	steril	10 cm x 30 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	3016554
4285146	Kliniderm Film	med vindue, steril	15 cm x 20 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	40514848
4285148	Kliniderm Film	steril	20 cm x 30 cm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	40514849