

PRODUKTDATABLAD

Klinifix rørbandage "2 way stretch"

Klinifix tubular bandage er en elastisk rørbandage med "2 way stretch".

Dette giver høj komfort og bevægelsesfrihed for patienten.

Den anvendte strikleteknik gør produktet luftgennemtrængeligt, derved undgås risiko for maceration af huden.

Anvendes bl.a. til fiksering af bandager/kanyler og produktet kan anvendes under gips.

Farvekodning for enklere identifikation af størrelsen.



Indholdsstoffer/materiale: Viskose, polyurethan

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Klinifix rørbandage "2 way stretch"

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Strørrelse	Indhold	Ref.nr
4228000	Klinifix	rørbandage 2 way stretch, rød	3,5cmx10m	krt. a 32 stk.	3016510
4228001	Klinifix	rørbandage 2 way stretch, grøn	5cmx10m	krt. a 20 stk	3016511
4228002	Klinifix	rørbandage 2 way stretch, blå	7,5cmx10m	krt a 12 stk	3016512
4228003	Klinifix	rørbandage 2 way stretch, gul	10,75cmx10m	krt. a 8 stk.	3016513
4228004	Klinifix	rørbandage 2 way stretch, lilla	20cmx10m	krt a 6 stk	3016514