

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protectiom nitrilhandske, ultra comfort, blå, PF

Medicinske undersøgelseshandsker til engangsbrug, der er produceret, så handsken kan være både tynd og smidig uden at gå på kompromis med brud og trækstyrke.

Den tynde handske sikrer optimal fingerfølelse ved plejeprocedurer. Handsken har nubrede fingerspidser, som sikrer et godt greb og er klorineret.

Handsken er særlig egnet til pleje, hvor man ikke ved hvilke stoffer/cremer, man kommer i berøring med, idet den er testet for gennembrud af en lang række kemiske stoffer.

Klassifikation:

- MDD 93/42/EEC Class I
- PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III

Produceret i henhold til Iso 13485 og ISO 900

Test:

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
- EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009
- EN 16523-1:2015

Fysiske egenskaber

- Brudstyrke (N) før aldring: min. 6 N
- Brudstyrke (N) efter aldring: min. 6 N



Indholdsstoffer/materiale:	Nitril
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	Opbevares mørkt og tørt ved stuetemperatur
Bortskaffelse af vare:	3 år
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding
Bemærkninger:	Forbrænding/Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection nitrilhandske, ultra comfort, blå, PF

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090671	Klinion Protection	nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	X-small	Æske á 100 stk – krt á 10 æsker	103520
5090672	Klinion Protection	nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Small	Æske á 100 stk – krt á 10 æsker	103521
5090673	Klinion Protection	nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Medium	Æske á 100 stk – krt á 10 æsker	103522
5090674	Klinion Protection	nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Large	Æske á 100 stk – krt á 10 æsker	103523
5090675	Klinion Protection	nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	X-large	Æske á 100 stk – krt á 10 æsker	103524