

# PRODUKTDATABLAD

## Doff'N Donner – til på- og aftagning af kompressionsstrømper NY MODEL

NY forbedret udgave af den revolutionerende på- og aftagningshjælp til kompressionsstrømper. Den nye kegle udmærker sig specielt ved lettere rengøring da der ikke længere findes stof på siden.

Egenskaber og fordele.

- Gør det lettere at tage kompressionsstrømper på og af og øger dermed brugercompliance.
- Færre kræfter bruges ved på- og aftagning.
- Får kompressionsstrømper til at glide smertefrit over sår, ar og ødemer..
- Anvendelig for både brugeren selv og for en hjælper.
- Anvendelig til forskellige benformer.
- Beskytter kompressionsstrømperne.
- Kan anvendes til knæ- og lyskestrømper med eller uden grip-top, i alle kompressionsklasser både med eller uden tå
- Der ydes 6 måneders garanti på muffen.



**Indholdsstoffer:** Kegle: Hård plast Muffe: Silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Ja

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inder  
emballage: Forbrænding/genbrug

Bortskaffelse af yder  
emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

Doff'N Donner – til på- og aftagning af kompressionsstrømper  
NY MODEL

## Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
4404554	Doff N' Donner	reservedel, sugekop		97398
4404555	Doff N' Donner	steriliseringspose til muffe	Pk a 100 stk	64748
4404559	Doff N' Donner	kegle til Doff N' donner, NY MODEL	krt a 20 stk	301371
4404560	Doff N' Donner	silikone muffe, blå NY MODEL		301370