

PRODUKTDATABLAD

Steriking Bakkeunderlag

Specielt udviklet medicinsk papir til at absorbere fugt i kirurgiske instrumentbakker, eller som mekanisk beskyttelse af den sterile indpakning/emballage under sterilisering.

Kun til éngangsbrug.

Nonwoven bakkeunderlag er fremstillet af 45 g / m² nonwoven, indeholdende 30% cellulose og 40% viskose fibre.

Meget høj absorptionsevne; 6 gange papirets egen vægt.


Crepe bakkeunderlag består af 100% cellulose.

Meget høj absorptions evne.

Bakkeunderlag er velegnet både til beskyttelse og som ekstra absorption - hjælp til tørreprocessen.

Frug- og fiber fri ved almindelig anvendelse.

Lever op til følgende internationale standarder; ISO 11607-1:2006 og ISO 11607-2:2006.



Indholdsstoffer/materiale: Cellulose, nonwoven og syntetiske fibre

PVC/ftalater:	nej
Latex:	nej
CE klassifikation: Nej	nej
Steril:	nej
Opbevaring:	Tørt, væk fra sollys, stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Genanvendelse
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Steriking Bakkeunderlag

Mediqs varesortiment

0103347	Steriking	bakke underlag, crepe	40 cm x 50 cm	krt a 500 stk	TL40
0103350	Steriking	bakke underlag, nonwoven	15 cm x 25 cm	krt a 3200 stk	TLNW1525
0103351	Steriking	bakke underlag, nonwoven	30 cm x 25 cm	krt a 1200 stk	TLNW3025
0103352	Steriking	bakke underlag, nonwoven	30 cm x 40 cm	krt a 1200 stk	TLNW3040
0103353	Steriking	bakke underlag, nonwoven	30 cm x 50 cm	krt a 600 stk	TLNW3050
0103354	Steriking	bakke underlag, crepe med kant, hvid	25 cm x 25 cm	krt a 500 stk	TLWE2525
0103355	Steriking	bakke underlag, crepe med kant, hvid	48 cm x 25 cm	krt a 500 stk	TLWE4825
0103356	Steriking	bakke underlag, crepe med kant, hvid	50 cm x 30 cm	krt a 500 stk	TLWE5030