

PRODUKTDATABLAD

Steriking Støvposer

Steriking Dust Cover Bags udviklet til at yde effektiv beskyttelse mod bl.a. støv og fugt af rene eller sterile varer. Specielt velegnet til at beskytte varer med lang transportvej. Forlænger levetiden af de steriliserede varer i op til 5 år. Steriking Dust Cover Bags fås med selvklæbende lukning, eller til varmemeforsegling. Dust Cover Bags skal bruges efter sterilisering, da materialet ikke er porøst nok til at damp eller gas kan trænge igennem det.



Indholdsstoffer/materiale:

| | |
|--|---------------|
| PVC/ftalater: | nej |
| Latex: | nej |
| CE klassifikation: Nej | nej |
| Steril: | nej |
| Opbevaring: | |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | Genanvendelse |
| Bortskaffelse af emballage: | Genanvendelse |
| Bemærkninger: | Genanvendelse |

PRODUKTDATABLAD

Steriking Støvposer

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold |
|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 0103094 | Steriking | Dustcover støvposer | bdt a 100 stk - krt a 10 bdt | 150 mm x 270 mm |
| 0103095 | Steriking | Dustcover støvposer | bdt a 100 stk - krt a 10 bdt | 205 mm x 300 mm |
| 0103097 | Steriking | Dustcover støvposer | bdt a 100 stk - krt a 5 bdt | 300 mm x 500 mm |
| 0103099 | Steriking | Dustcover støvposer | bdt a 100 stk - krt a 5 bdt | 420 mm x 700 mm |
| 0103135 | Steriking | Dustcover støvposer, selvklæbende | bdt a 100 stk - krt a 5 bdt | 150 mm x 270 mm |
| 0103137 | Steriking | Dustcover støvposer, selvklæbende | bdt a 100 stk - krt a 5 bdt | 250 mm x 400 mm |
| 0103139 | Steriking | Dustcover støvposer, selvklæbende | bdt a 100 stk - krt a 2 bdt | 420 mm x 700 mm |