

PRODUKTDATABLAD

Verfine safety penkanyler

Verfine Triple er en penkanyle med tredobbelt sikkerhedsforanstaltning. Lider du af nåleskræk kan denne nål måske afhjælpe dit problem. Verfine Triple er en engangspenkanyle med et skjold der afskærmer nålen før injektionen. Nålen kommer automatisk frem under injektionen.

Så snart nålen fjernes fra injektionsstedet glider et skjold automatisk tilbage som låser og sikrer nålen i begge ender. Nålen kan herefter fjernes uden frygt for eventuelle stikuheld og er derfor fremragende til professionelt brug, på sygehuse, plejehjem eller i hjemmeplejen. Nålen er sikret mod at kunne bruges mere end en gang.

Penkanylen skal anvendes sammen med en insulinpen. Kanylen skrues på insulinpenen. Passer til gængse insulinpenne.

Penkanylen er steril. Den del af nålen som går igennem patientens hud er coated med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader.



Indholdsstoffer/materiale:	NA
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/Medicinsk class IIa
Steril vare/metode:	Ja/Gammastråling
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionen:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler – kanylebøtte
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Verfine safety penkanyler

Tæt gevind, når skrues på insulinpen:	Ja
Passer på gængse insulinpenne:	Ja
Batchnummer:	Ja
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Bemærkninger:	Engangsbrug

Mediqs sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Varesektor	Ref.nr.
3080324	Verifine Triple	safety penkanyle, steril	5 mm x 0,3 mm (30G)	TPN-30-5
3080325	Verifine Triple	safety penkanyle, steril	8 mm x 0,3 mm (30G)	TPN-30-8