

PRODUKTDATABLAD

Compat Buddy, knapsonde

Compat Buddy gastrostomiernæringssonder med flad profil (knap) er beregnet til anvendelse på patienter, som har behov for intermitterende eller kontinuerlig enteral tilførsel af ernæring, væsker eller medicin i maven. Også velegnet til gastrisk dekomprimering.


- Fås i flere forskellige størrelser (12/14/16/18/20/24 FR) og længder (0,8-5,0 cm)
- Indeholder ikke DEHP, BPA og latex

Patientkomfort:

- Blød, biokompatibel silikoneslange og stærk silikoneballon sikrer maksimal brugstid og færre slangeskift
- Forsænket distal ende, der er blid mod mavevæggen
- Diskret og komfortabel, hvilket giver patienten større bevægelsesfrihed

Brugervenlig:

- Fås i et praktisk sæt, der er let at sætte i.
- Sættet leveres i sin egen, sterile pakning med to aftagelige etiketter, der sikrer bedre sporbarhed.



Komponenter:

- A1 Lilla ernæringsport med antirefluxventil. Kompatibel med lige og højrevinklede forlængersæt
- A2 Låg med angivelse af French-størrelse og længde
- A3 Positionsmærke til forlængersættet
- A4 Oppumpningsventil med luerkobling og angivelse af ballonvolumen i ml
- A5 Stærk silikoneballon
- A6 Røntgenfast stribe til placering og bekræftelse af position
- A7 Forsænket distal spids



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIb
Steril:	Ja, steriliseret med ethylenoxid (EO)
Opbevaring:	Opbevares i den originale pakning ved stuetemperatur på et tørt sted. Undgå direkte sollys og varmestråling.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år. Se udløbsdato på pakningen.
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding. Bortskaffes efter lokalt gældende regler.

PRODUKTDATABLAD

Compat Buddy, knapsonde

Bemærkninger:

Beregnet til langtidsanvendelse. Compat® Buddy knap kan udskiftes hver 3-6 måned, afhængigt af patienten. Til engangsbrug.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
8100600	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 12	-	12466557
8100601	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 12	-	12466535
8100602	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 12	-	12466544
8100603	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 12	-	12460321
8100604	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 12	-	12466556
8100605	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 12	-	12466534
8100606	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 12	-	12466543
8100607	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 12	-	12466555
8100608	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 12	-	12466554
8100609	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 12	-	12466561
8100610	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 12	-	12466560
8100611	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 12	-	12466551
8100612	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 12	-	12466528
8100613	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 12	-	12466527
8100614	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 14	-	12466601
8100615	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 14	-	12466577
8100616	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 14	-	12466600
8100617	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 14	-	12460325
8100618	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 14	-	12460330
8100619	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 14	-	12460327
8100620	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 14	-	12466568
8100621	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 14	-	12460342
8100622	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 14	-	12466576
8100623	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 14	-	12466589
8100624	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 14	-	12460331
8100625	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 14	-	12466620
8100626	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 14	-	12466598
8100627	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 14	-	12466621
8100628	Compat Buddy	knapsonde, 5,5 cm	FR 14	-	12466616
8100629	Compat Buddy	knapsonde, 6,0 cm	FR 14	-	12466632
8100630	Compat Buddy	knapsonde, 6,5 cm	FR 14	-	12466626
8100631	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 16	-	12466635
8100632	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 16	-	12466642
8100633	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 16	-	12466636

PRODUKTDATABLAD

Compat Buddy, knapsonde

8100634	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 16	-	12466761
8100635	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 16	-	12460320
8100636	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 16	-	12460341
8100637	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 16	-	12466745
8100638	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 16	-	12460352
8100639	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 16	-	12466719
8100640	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 16	-	12460347
8100641	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 16	-	12466752
8100642	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 16	-	12466753
8100643	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 16	-	12466770
8100644	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 16	-	12466762
8100645	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 18	-	12466759
8100646	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 18	-	12466795
8100647	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 18	-	12466784
8100648	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 18	-	12466785
8100649	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 18	-	12466798
8100650	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 18	-	12466823
8100651	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 18	-	12466824
8100652	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 18	-	12466825
8100653	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 18	-	12466805
8100654	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 18	-	12466830
8100655	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 18	-	12466806
8100656	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 18	-	12466826
8100657	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 18	-	12466807
8100658	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 18	-	12466808
8100659	Compat Buddy	knapsonde, 5,5 cm	FR 18	-	12466811
8100660	Compat Buddy	knapsonde, 6,0 cm	FR 18	-	12466809
8100661	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 20	-	12466828
8100662	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 20	-	12466835
8100663	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 20	-	12466841
8100664	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 20	-	12466836
8100665	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 20	-	12466815
8100666	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 20	-	12466842
8100667	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 20	-	12466817
8100668	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 20	-	12466837
8100669	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 20	-	12466818
8100670	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 20	-	12466838
8100671	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 20	-	12466839
8100672	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 20	-	12466863

PRODUKTDATBLAD

Compat Buddy, knapsonde

8100673	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 20	-	12466862
8100674	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 20	-	12466852
8100675	Compat Buddy	knapsonde, 0,8 cm	FR 24	-	12466844
8100676	Compat Buddy	knapsonde, 1,0 cm	FR 24	-	12466864
8100677	Compat Buddy	knapsonde, 1,2 cm	FR 24	-	12466847
8100678	Compat Buddy	knapsonde, 1,5 cm	FR 24	-	12466870
8100679	Compat Buddy	knapsonde, 1,7 cm	FR 24	-	12466865
8100680	Compat Buddy	knapsonde, 2,0 cm	FR 24	-	12466846
8100681	Compat Buddy	knapsonde, 2,3 cm	FR 24	-	12466856
8100682	Compat Buddy	knapsonde, 2,5 cm	FR 24	-	12466871
8100683	Compat Buddy	knapsonde, 2,7 cm	FR 24	-	12466857
8100684	Compat Buddy	knapsonde, 3,0 cm	FR 24	-	12466869
8100685	Compat Buddy	knapsonde, 3,5 cm	FR 24	-	12466868
8100686	Compat Buddy	knapsonde, 4,0 cm	FR 24	-	12466859
8100687	Compat Buddy	knapsonde, 4,5 cm	FR 24	-	12466890
8100688	Compat Buddy	knapsonde, 5,0 cm	FR 24	-	12466892