




Vagispec 1320

Wing Plasts Vagispec 1320 är ett vinkelspekulum i miljövänlig plast för engångsbruk. Instrumentet är välkänt inom skandinavisk sjukvård och har följande fördelar.

- *Stabil konstruktion*
- *Olika bredd på spatlarna*
- *Greppvänlig*
- *Släta och följsamt rundade kanter vilket bidrar till en skonsam eximination av kvinnan*
- *Kan med fördel användas i kombination med Vagipress 1410/1420 (se baksida)*



**Material**



- Polystyren slagfast (Opak)
- Smälttemperatur: 90-100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 23 g
- Transportförpackning: 20 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st (4x25)
- Transportförpackning: 800 st
- Pallkvantitet: 12 800 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 340 kg
Volym: 1,7 m³

Kvalitet

- ISO 9001:2000
- ISO 14001:2004
- AFS 2001:1

Miljö**Arbetsmiljö**