

# PRODUKTDATABLAD

## Swann Morton skalpel nr. 11, steril

Kvalitets skalpeller fra verdens førende fabrikant af engangsskalpeller og -blade.

Engangsskalpeller med blad af rustfrit stål.

Specielt designet plasthåndtag for at sikre et godt greb og høj styrke.

Skalpel nr. 11 har en forlænget triangulær klinge, der er skarp lang hypotenussekanten, samt en stærk spids tip, som gør skalpellen ideel at stikke indsnit.

Kan anvendes i forskellige procedurer som f.eks. til oprettelse af indsnit til brystfløb, åbne kranspulsåren, åbne aorta samt fjerne forkalkninger i de aortiske eller mitrale ventiler.

Til engangsbrug

Individuelt pakket



**Indholdsstoffer/materiale:** Rustfrit stål, plast

**PVC/ftalater:** Nej / Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse II b

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares i original pakning i rene omgivelser, væk fra direkte sollys

**Holdbarhed:** 3 år

**Bortskaffelse vare:** Bortskaffes i henhold til lokale regler

**Bortskaffelse emballage:** Bortskaffes i henhold til lokale regler

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATBLAD

Swann Morton skalpel nr. 11, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2542211	Swann-Morton	Skalpel nr. 11, steril	Nr. 11	Æske a 10 stk.	0503