

PRODUKTDATABLAD

Swann Morton skalpel nr. 15, steril

Kvalitets skalpeller fra verdens førende fabrikant af engangsskalpeller og -blade.

Engangsskalpeller med blad af rustfrit stål.

Specielt designet plasthåndtag for at sikre et godt greb og høj styrke.

Skalpel nr. 15 har en lille buet forkant, hvilket gør skalpellen ideel til at lave korte og præcise snit.

Kan anvendes til mange forskellige kirurgiske procedurer bl.a. excision af hudlæsion eller tilbagevendende talgcyste samt til åbning af kranspulsårerne.

Til engangsbrug

Individuelt pakket



Indholdsstoffer/materiale: Rustfrit stål, plast

PVC/ftalater: Nej / Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II b

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares i original pakning i rene omgivelser, væk fra direkte sollys

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bortskaffelse emballage: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Swann Morton skalpel nr. 15, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2542215	Swann-Morton	Skalpel nr. 15, steril	Nr. 15	Æske a 10 stk.	0505