

# PRODUKTDATABLAD

## Qufora kateterventiler

### Qufora kateterventiler

Qufora kateterventil kan kobles på et permanent kateter som et alternativ til urinpose. Dette giver brugeren mere frihed og diskretion.

Ventilerne kan tilkobles ben- og sengeposer.

Ventilen til venstre er en krydsventil.  
Ventilen til højre er en drejventil.

Begge ventiler er sterile og enhåndsbetjente.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen, polyethylen, silikone

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril vare:** Ja / ETO sterilisation

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Tørt, mellem 0 – 35 °C og beskyttet mod direkte sollys.  
Må ikke gemmes efter åbning

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Qufora kateterventiler

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.*
2508003	Qufora	Kateter-krydsventil, steril, silikoneslange	Æske a 30 stk.	Æske	21104101
2508004	Qufora	Kateter-drejeventil, steril, silikoneslange	Æske a 30 stk.	Æske	21104301

\*Henviser til producentens reference nr.