

PRODUKTDATABLAD

Rüsch kateterdrejeventil, steril

Hvid kateterdrejeventil, der giver følelsen af en næsten almindelig blærefunktion og nemt kan betjenes. Er fleksibel og passer til alle almindelige katetre.

Ventilen er "flad" og tæt ind imod studsene og dermed diskret og sikker.

Drejeventilen er enhåndsbetjent, hvilket gør den nem at bruge for patienter med nedsat fingermotorik. Forbinder kateter og pose tæt og sikkert. Forlængerslangen er lavet i silikone.



Til engangsbrug.

Indholdsstoffer/materiale:	PP, silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare/sterilisationstype:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Rüsch kateterdrejeventil, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2508012	Rüsch	Kateterdrejeventil med silikoneslange, steril	Æske a 200 stk.	850560-0000000