

PRODUKTDATABLAD

Kiato Plus skalpel, rustfrit stål, steril

Kiato skalpeller er skarptslebne blade i rustfrit svensk stål.

Anatomisk formede ABS-plast håndtag.

Kraftig plastbeskyttelseshætte, cm-mål på håndtag.

Æske med billedidentifikation og nummer.

- Fremstillet af europæisk kvalitetsstål
- Referencenummer på æsker og peel-pakning



Nr. 10 afbilledet

Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål og polycarbonat
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex	Nej
CE klassifikation:	Klasse Ia
Steril:	Ja, gassterilisation ved Eto
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genanvendelse eller forbrænding

PRODUKTDATABLAD

Kiato Plus skalpel, rustfrit stål, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref.nr.
2539110	Kiato Plus	Skalpel, nr. 10, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23110
2539111	Kiato Plus	Skalpel, nr. 11, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23111
2539115	Kiato Plus	Skalpel, nr. 15, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23115
2539121	Kiato Plus	Skalpel, nr. 21, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23121
2539122	Kiato Plus	Skalpel, nr. 22, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23122
2539123	Kiato Plus	Skalpel, nr. 23, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23123
2539124	Kiato Plus	Skalpel, nr. 24, rustfrit stål, steril	Æske a 10 stk.	23124