

PRODUKTDATABLAD

Kiato Stitch-Cutter, Suturkniv, 11 cm lang, steril

Kiato sutur kniv i stål udmærker sig ved den skarpe egenskab som kendetegner Kiato produkter.

Suturkniven er fremstillet af europæisk kvalitetsstål.



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex	Nej
CE klassifikation:	Klasse Ia
Steril:	Ja, gassterilisation ved Eto
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse indre emballage:	Genanvendelse eller forbrænding
Bortskaffelse ydre emballage:	Genanvendelse eller forbrænding
Kvalitetsstyringssystem:	DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 13485 Miljø DS/EN ISO 14001 Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref.nr.
2530050	Kiato Stitch-Cutter	Suturkniv, 11 cm lang, steril	Æske a 100 stk.	11603