

A patient is lying in a hospital bed, covered with a white Bair Hugger warming blanket. The patient's head is covered with a white hairnet. A purple-gloved hand is visible near the patient's head. The background shows a hospital bed with a control panel.

**3M**

**Bair Hugger™** 

Temperature Management

# Varme, de kan tage på.

En patientopvarmningsenhed med høj varmeoverførsel  
og effektiv 3M™ Thinsulate™ isolering.

MADE WITH

**3M**

**THINSULATE™**

INSULATION

3M™ Bair Hugger™ universalvarmekittel med Thinsulate™ isolering

# Tryk, komfortabel og varm.

En enkelt løsning, der er designet til hele den perioperative patientplejeprocess.

Denne innovative kittel er en perioperativ patientopvarmingsløsning, der er enkel at bruge og kan bruges i forbindelse med de fleste operationer og indgreb. Den har en høj varmeoverførselshastighed for at sikre effektiv før-induktionsopvarmning. Effektiv opvarmning, bl.a. opvarmning før og under operationen, har vist sig at reducere negative resultater forbundet med hypotermi.<sup>1-6</sup>

## Sparer tid

Giver højere varmeoverførsel end 3M™ Bair Hugger™ underkropstæppet uden isolering.<sup>7</sup>

## Hjælper med at holde varmen

Udnytter isoleringseffekten i 3M™ Thinsulate™ isolering til at holde på varmen og reducere varmetab, selv når aktiv opvarmning ikke er mulig, f.eks. under patienttransport eller MR-scanning\*.

\*Skal kobles fra opvarmningsenheden


## Opretholdelse af normotermi kan hjælpe med at reducere risikoen.

Forskellen på et positivt patientresultat og en kompliceret restitution kan afhænge af temperaturen. De potentielle bivirkninger ved selv mild perioperativ hypotermi, hvilket er defineret som en kerntemperatur på under 36,0 °C<sup>8-11</sup>, er talrige og veldokumenterede.<sup>1-6</sup>

The 3M™ Bair Hugger™ universalvarmekittlen med Thinsulate™ isolering er designet til at sikre høj varmeoverførsel og effektiv før-induktionsopvarmning. Den udnytter isoleringseffekten i 3M™ Thinsulate™ isoleringen til at holde på varmen og reducere varmetab, selv når aktiv opvarmning ikke er mulig, f.eks. under patienttransport eller MR-scanning.

Gennemgribende patientopvarmning under hele operationen kan gøre en stor forskel for patienterne.

Den tynde og lette syntetiske isoleringsteknologi i 3M™ Thinsulate™ isolering har holdt folk varme i over 30 år.



**Hjælp med at opretholde patientens værdighed<sup>12</sup>**

Omslagskitlen tildækker kroppen, hvilket er med til at værne om patientens værdighed.



**Varmelagring med præopvarmning**

Start med at præopvarme patienten ved hjælp af slangestykket i kitlen. Præopvarmning kombineret med intraoperativ opvarmning kan have en markant positiv effekt på patienternes normotermifrekvens.<sup>13-14</sup>



**Fleksibel på tværs af arbejds gange**

Indeholder et praktisk multipositions-varmetæppe til konvektiv opvarmning i kitlens ærme, som giver mulighed for en nem overgang til intraoperativ opvarmning.



**Alsidig på operationsstuen**

Kan bruges under de fleste operationer og indgreb for at hjælpe patienten med at holde varmen intraoperativt med det medfølgende Bair Hugger tæppe.

# 3M™ Bair Hugger™ universalvarmekittel med Thinsulate™ isolering



**BEMÆRK:** Der er specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og -oplysninger for disse produkter og behandlinger. Konsulter med en kliniker, og gennemgå produktets brugsanvisning inden anvendelse. Receptpligtig.

Produkt	Varenummer	Størrelser	Enheder
3M™ Bair Hugger™ universalvarmekittel med Thinsulate™ isolering	81105	Lille – 111,76 cm lang 139,7 cm rækkevidde	20 stk. pr. æske
	81106	Standard – 129,54 cm lang 162,56 cm rækkevidde	20 stk. pr. æske
	81107	X-Large – 129,54 cm lang 309,8 cm rækkevidde	20 stk. pr. æske

1. Kurz A, Sessler DI, et al. Perioperative Normothermia to Reduce the Incidence of Surgical-Wound Infection and Shorten Hospitalization. *New Engl J Med.* 1996;334:1209-1215
2. Melling AC, Ali B, Scott EM, Leaper DJ. Effects of preoperative warming on the incidence of wound infection after a clean surgery: a randomized controlled trial. *Lancet.* 2001;358(9285):876-880.
3. Bush H Jr., Hydo J, Fischer E, et al. Hypothermia during elective abdominal aortic aneurysm repair: The high price of avoidable morbidity. *J Vasc Surg.* 1995;21(3): 392-402.
4. Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, et al. Perioperative maintenance of normothermia reduces the incidence of morbid cardiac events. *JAMA.* 1997;277:1127-1134.
5. Scott AV, Stonematz JL, Wasey JO, Johnson DJ, Rivers RJ, Koch CG, Frank SM. Compliance with Surgical Care Improvement Project for Body Temperature Management (SCIP Inf-10) Is Associated with Improved Clinical Outcomes. *Anesth.* 2015;123(1):116-125
6. Lenhardt R, Marker E, Goll V, et al. Mild intraoperative hypothermia prolongs postanesthetic recovery. *Anesthesiology.* 1997;87(6):1318-1323.
7. I forhold til brug af 3M™ Bair Hugger™ varmetæppe underkrop, 52500. Arkivdata.
8. Young V, Watson M. Prevention of Perioperative Hypothermia in Plastic Surgery. *Aesthetic Surgery Journal.* 2006;551-571.
9. Sessler, DI. Perioperative Heat Balance. *Anesth.* 2000;92:578-596
10. Sessler DI. Current concepts: Mild Perioperative Hypothermia. *New Engl J Med.* 1997;336(24):1730-1737.
11. Sessler DI, Kurz A. Mild Perioperative Hypothermia. *Anesthesiology News.* Oktober 2008: 17-28.
12. I et klinisk forsøg mente alle deltagere, at kittlens design understøttede diskretion og værdighed. N=28. 3M arkivdata. EM-05-014890.
13. Horn EP, Bein B, Bohm R, Steinfath M, Sahili N, Hocker J. The Effect of Short Time Periods of Pre-Operative Warming in the Prevention of Peri-operative Hypothermia. *Anaesth.* 2012. 67(6).
14. Abreu MM. New concepts in perioperative normothermia: from monitoring to management. *Anesthesiology News.* Oktober 2011, s. 39-48.



3M a/s  
Medical Solutions Division  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København

**Pak dem ind i varme på [3M.com.uk/normothermia](http://3M.com.uk/normothermia)**

3M, Bair Hugger, Thinsulate og de øvrige viste varemærker er varemærker og/eller registrerede varemærker. Uautoriseret brug er forbudt. Genbrug venligst.  
© 3M 2021. Alle rettigheder forbeholdes. GL\_DA\_70-2011-8162-8