

PRODUKTDATABLAD

365 visir med skumkant, flergangs

Ansigtvisir med skumkant og elastik beskytter effektivt mod dråbeinfektion og stænk fra eksempelvis kropsvæsker

- Den brede, tykke skumkant og det brede hovedbånd sikrer en behagelig og sikker brug af visiret
- Anti-dug
- Det er muligt at bære briller under visiret
- Latexfri



Indholdsstoffer/materiale: Visir: PET film. Skum-kant: PU. Elastikbånd: Polyuretan

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage Genanvendelse/Forbrænding

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412556	365 Healthcare	Visir med skumkant		Æske á 40 stk.	UN43150