

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte, My Sharps lommebeholder til penkanyler

Denne danske USON kanylebeholder er udviklet i samarbejde med diabetikere.

Via hul i beholderen er det nemt at skrue penkanylen af insulinpennen uden at komme i berøring med kanylen.

Kan også anvendes til lancetter.

Den fylder ikke meget og derved er det nemt, at have den med på farten til bortskaffelse af kanyler og lancetter.

Kanylebeholderen måler 10 x 5 cm, kan indeholde 25-40 penkanyler og har et rumindhold på ca. 80 ml

MySharps kan åbnes og lukkes midlertidigt, og låses permanent, når den er fyldt op.



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Indholdsstoffer/materiale: | ABS |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | - |
| Steril vare: | Nej |
| Opbevaring: | Tørt og rent |
| Holdbarhed: | 5 år |
| Bortskaffelse vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse emballage: | Forbrænding/Genbrug |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte, My Sharps lommebeholder til penkanyler

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Indhold | Ref. nr. |
|---------|------------------|--|---------------|----------|
| 3150005 | Uson kanylebøtte | My Sharps lommebeholder til penkanyler | Æske a 3 stk. | 100-1011 |