

PRODUKTDATABLAD

USON kanylebeholder m. kanyleaftræk

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm. Størrelsen gør bøtten velegnet som udstyr i lægetasker og til ambulancetjeneste. Med en UN godkendelse tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald. Væsketæt samling mellem beholder og låg. Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

USON kanylebeholder m. kanyleaftræk

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3151100	USON	Kanylebeholder, m. kanyleaftræk, UN godkendt, gul	100 ml	Krt a 100 stk.	701