

PRODUKTDATABLAD

Ampulåbner, blå polyethylen plast til 1-10ml ampuller

Designet til at knække ampuller med, med henblik på at nedsætte risiko for at skære sig på glassplinter fra ampullen.



Indholdsstoffer/materiale:	PE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ingen
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	Ikke relevant
Bortskaffelse vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3120001	Ampulåbner	Blå polyethylen plast, til 1-10ml ampuller		Ps. a 100 stk.	051304