



1.7 liter USON kanylebeholder

USON kanylebeholder 1,7 liter er designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehæjninger.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af farlige/ skarpe genstande – såsom sprøjter, skalpeller, kanyler mm.

Med UN godkendelse nr. 3291 tilknyttet produktet opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse. Samtidigt minimeres spild og mængden af farligt affald.

Differentierede åbninger i låget guider brugeren til korrekt bortskaffelse af hhv. nåle, sprøjter, kanyler mm.

- Produktet er fremstillet i Danmark af miljøvenligt, stærkt og holdbart PP (polypropylene)
- Høj sikkerhedsgrad i forbindelse med design og produktion (ISO 9001)
- Forskellige låg-design – alt efter anvendelse
- Låget har to funktioner - midlertidig og permanent lukning
- Væsketæt samling mellem beholder og låg
- Standardfarverne er gennemfarvet gul og transparent gul
- Leveres i egen farve og med eget logo ved større ordrer
- Beholderne kan leveres uden UN godkendelse (prisbillig løsning)

TILBEHØR

Disk til fastgørelse på bord eller vogn
Metal-ophæng til vogn eller vægmontering



Beslag #6000

Væg-ophæng #5200

Vogn-ophæng #5200 + #6000



Disc #4799

MATERIALE

Polypropylene (PP)



DIMENSIONER

Diameter (top): 13,7 cm

Højde: 15,5 cm

EMBALLERING

Antal pr. kasse: 100 stk.

Antal pr. palle: 1.600 stk.



ISO 9001 - ISO 13485
Management System Certification
BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485