

PRODUKTDATABLAD

Leukoplast barrier, vandtæt plaster m. kompres, steril

Vandtætte, sterile plastre med absorberende sårpude til brug på mindre sår og indstiksteder.

- Beskytter mod vira og bakterier
- Hudvenlig akrylklæber
- Vandtæt ved brusebad
- Tillader huden at ånde
- Ikke-hæftende sårpude med god absorption



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan med polystyren, akrylklæb. Sårpude: viskose + polyporpylen/polystyren
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Efter gældende klinisk retningslinje
Bortskaffelse af emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Leukoplast barrier, vandtæt plaster m. kompres, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4050030	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	22 mm x 72 mm	æske a 100 stk - krt a 48 æske	76452-08
4050040	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	Ø 2,2 cm	æske a 100 stk - krt a 48 æske	76452- 00003
4050041	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	22 mm x 38 mm	æske a 100 stk	76452- 00000
4050042	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	22 mm x 63 mm	æske a 100 stk - krt a 12 æske	76452- 00001
4050043	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	38 mm x 38 mm	æske a 100 stk	76452- 00002
4050044	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	38 mm x 63 mm	æske a 100 stk	76452- 00004
4050045	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster med kompres, steril	50 mm x 72 mm	æske a 100 stk	76452- 00005
4050046	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt plaster m/kompres, 7 ass. str., steril	Assorterede	æske a 120 stk	76452- 00006
4050047	LEUKOPLAST Barrier	vandtæt fingerplaster med sårpude 20x23mm,steril	44 mm x 50 mm	æske a 50 stk	76452- 00007