

PRODUKTDATABLAD

MEPORE non woven plaster m/sårpude, steril

Mepore er et steril luftgennemtrængelig klæbende plaster ideel til let til moderat væskende sår. Den hudvenlige vandbaserede polyacrylat klæbemasse giver en blid, men sikker fiksering.

Mepore kan anvendes til sår med lille til moderat sårsekretion som eksempelvis postoperative sår, snitsår og hudafskrabninger. Latex- og colofoniumfri.

- Hudvenlig vandbaseret polyacrylat klæber
- Blød elastisk non-woven af polyester
- Den absorberende pude af viskose har en overflade der sikrer minimal tilhæftning
- Luftgennemtrængelig
- Latexfri

Ønskes et væsketæt alternativ kan anvendes Mepore Pro.



Materiale:	Acrylatklæb, polyester non woven
PVC/ptalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I-s
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5år
Miljømærke	Nej

PRODUKTDATABLAD

MEPORE non woven plaster m/sårpude, steril

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str		Lev.nr
4053202	Mepore	plaster med sårpude 3x4cm, steril	6x7cm	æske a 60 stk.-krt. a 8 æsker	670800
4053204	Mepore	plaster med sårpude 5x6cm, steril	9x10cm	æske a 50 stk.-krt. a 8 æsker	670900
4053206	Mepore	plaster med sårpude 5x10cm, steril	9x15cm	æske a 50 stk.-krt. a 8 æsker	671000
4053208	Mepore	plaster med sårpude 5x15cm, steril	9x20cm	æske a 30 stk.-krt. a 6 æsker	671100
4053210	Mepore	plaster med sårpude 5x20cm, steril	9x25cm	æske a 30 stk.-krt. a 7 æsker	671200
4053212	Mepore	plaster med sårpude 5x25cm, steril	9x30cm	æske a 30 stk.-krt a 9 æsker	671300
4053214	Mepore	plaster med sårpude 5x30cm, steril	9x35cm	æske a 30 stk.- krt. a 6 æsker	671400