

PRODUKTDATABLAD

Skater Fix™ fikseringsplaster til sonder og katetre, steril

Skater Fix er et latexfrit fikseringsplaster til katetre, sonder, dræn og lignende. Består af en central tynd hydrocolloid som klæber til huden og en blød skumdel med velcro som fikserer slangen og forhindrer at slangen kinker.

Velcro'en kan åbnes/genlukkes, hvis der ønskes inspektion af slangen.

- Latexfri
- Sikker fiksering i op til en uge
- Enkelt at skifte
- Hydrocolloid pladen vil absorbere evt. fugt som måtte komme fra indstiksstedet
- Kan justeres til kateterstørrelse CH 5-16
- Minimal risiko for hudirritationer
- Skater Fix følger huden og patientens bevægelser



Indholdsstoffer/materiale:	Skum, hydrocolloid klæber
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt samt væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Skater Fix™ fikseringsplaster til sonder og katetre, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
4090405	Skater Fix	Fikseringsplaster til sonder og katetre, steril	Æske a 25 stk.	802500001