

PRODUKTDATABLAD

Aquacel AG+ EXTRA Hydrofiber m/surfactant, steril

Aquacel Ag+ Extra er fremstillet af Aquacel Ag Extra tilsat en surfactant som påvirker overfladespændingen og nedbryder biofilm (laver et "terapeutisk vindue i biofilmen") hvorefter sølvet kan få adgang til bakterierne og eliminere dem.

Anvendes på sår med infektion og stagnerende, kroniske sår der ofte har biofilm Sølvet afgives i takt med at sårvæske absorberes og dræber bakterierne.

Aquacel Ag+ Extra har indsyede forstærkede tråde som giver en høj strækstyrke.

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår.

Kan ligge i såret i op til 7 dage og kan tilklippes efter behov. Kræver passende sekundær bandage.



Indholdsstoffer/materiale: CMC, sølvioner, EDTA, benzethoniumchlorid

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE III

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur

PRODUKTDATABLAD

Aquacel AG+ EXTRA Hydrofiber m/surfactant, steril

Sortimentsoversigt

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4289015	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 20 æsker	413566
4289016	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk	413567
4289017	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	413568
4289018	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	20 cm x 30 cm	æske a 5 stk	413569
4289019	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	4 cm x 10 cm	æske a 10 stk	413581
4289020	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	4 cm x 20 cm	æske a 10 stk	413598
4289021	Aquacel Ag+ Extra	hydrofiber med sølv og forstærkede fibre, steril	4 cm x 30 cm	æske a 10 stk	413599
4289022	Aquacel Ag+	cavitetsbandage m. sølv&forstærkede fibre, steril	2 cm x 45 cm	æske a 5 stk	413571
4289023	Aquacel Ag+	cavitetsbandage m. sølv&forstærkede fibre, steril	1 cm x 45 cm	æske a 5 stk	413570