

PRODUKTDATABLAD

OpSite Flexifix film på rulle

OpSite Flexifix er en transparent PU film på rulle. Filmen kan fjernes uden at beskadige skrøbelig hud.

Filmen er impermeabel for bakterier, beskytter mod udefra kommende kontamination og tillader patienten at tage brusebad.

Den ønskede længde kan let afklippes og anvendes på appliceringsstedet.

Kan sidde på i op til 7 dage.

Er bruse- og bakterietæt.



Indholdsstoffer/materiale: Polyurethanfilm, polyacrylatklæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATBLAD

OpSite Flexifix film på rulle

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Lev.varenr
4283805	OpSite Flexifix film	transparent film på rulle	5 cm x 10 m	krt a 24 stk	66000040
4283810	OpSite Flexifix film	transparent film på rulle	10 cm x 10 m	krt a 12 stk	66000041
4283815	OpSite Flexifix film	transparent film på rulle	15 cm x 10 m	krt a 12 stk	66000375