

PRODUKTDATABLAD

Danatube rørbandage 100% viscose

Danatube er en rundstrikket gazebandage, fremstillet af 100% viscose.

På grund af den anvendte strikkemetode kan produktet strækkes op til 3 gange i bredden og indsnævres ved stræk. Danatube er let at anlægge og sidder glat og sikkert uden folder. Produktet er luftgennemtrængeligt og er fremstillet i materialer der ikke forårsager nogen form for hudirritation.

Danatube anvendes som fiksationsbandage over absorberende kompresser og lignende, som underlag til gipsbind og klæbende kompressionsbind.

Til engangsbrug, kan dog håndvaskes ved 30°C.



Indholdsstoffer/materiale: 100% viscose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt og ved stuetemperatur

PRODUKTDATABLAD

Danatube rørbandage 100% viscose

Mediq varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Producents varenr.
4222310	Danatube	rørbandage str. 10, 100% viscose, tæer og fingre	1,5 cm x 20 m	Krt a 64 stk	50711
4222311	Danatube	rørbandage str. 12, 100% viscose, tæer og fingre	2,5 cm x 20 m	Krt a 33 stk	50712
4222312	Danatube	rørbandage str. 34, 100% viscose, arme og hænder	4 cm x 20 m	Krt a 29 stk	50713
4222313	Danatube	rørbandage str. 56, 100% viscose, arm,ben og hoved	6 cm x 20 m	Krt a 51 stk	50714
4222314	Danatube	rørbandage str. 78, 100% viscose, hoved,ben og lår	8 cm x 20 m	Krt a 36 stk	50715
4222315	Danatube	rørbandage str. T1, 100% viscose, hoved+lille krop	10 cm x 20 m	Krt a 39 stk	50716
4222316	Danatube	rørbandage str. T2, 100% viscose, til krop.	16 cm x 20 m	Krt a 18 stk	50717