

PRODUKTDATABLAD

Coban LF latexfri selvhæftende bind

Coban selvhæftende bind, beige, latexfri (3M™ Coban™ NL Non-Latex) er et selvhæftende mellemstræksbind med en strækevne på 95-155%.

Bindet anvendes til kompressionsbehandling, fiksering af bandager eller uridomer eller som støttebandage.

Bindet hæfter på sig selv uden behov for tape eller clips og løsnes ikke ved kontakt med vand – tørrer hurtigt.

Bindet glider ikke ned.

Coban bindet kan rives over hvis kortere udgave ønskes, der kræves således ikke saks.

Størrelsen 2,5 cm er velegnet som fikseringsstrip til urinkondomer og størrelsen 7,5 cm anvendes ofte som hagebind.

- Til støttebandager og kompressionsbehandling
- Til fiksering af bandager og urinkondomer
- Bindet glider ikke ned og er let at anlægge
- Kan klippes eller rives til ønsket længde
- Huden kan ånde
- Findes også i varianter med latex



Indholdsstoffer:	Polyester, neoprene, Spandex (elasthan)
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I / I-s (for steril variant)
Steril vare:	Nej / ja (for steril variant)
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	3 år ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inderemballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yderemballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Coban LF latexfri selvhæftende bind

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4216247	Coban	selvhæftende bind, beige, latexfri	2,5 cm x 4,6 m	Pk a 4 stk	2081T
4216243	Coban	selvhæftende bind, beige, latexfri	5 cm x 4,6 m	krt a 36 stk	2082
4216244	Coban	selvhæftende bind, beige, latexfri	7,5 cm x 4,6 m	krt a 24 stk	2083
4216245	Coban	selvhæftende bind, beige, latexfri	10 cm x 4,6 m	æske a 18 stk	2084
4216246	Coban	selvhæftende bind latexfri, steril	10 cm x 4,6 m	æske a 18 stk	2084S