

PRODUKTDATABLAD

Sureskin II hydrocolloid bandage, STANDARD og BORDER, steril

SureSkin II Standard er en steril hydrokolloid bandage med god absorberingsevne. Bandagen egner sig til fugtbevarende sårbehandling. Produktet er fri for gelatine og klæbeevnen er afpasset så risikoen for lækage og tilbagerulning minimeres.

Klæberen er lamineret med polyurethanskum, der giver en eftergivelig overflade. Kanterne er affasede. Anvendes til let/til moderat væskende sår.



- Semipermeabel overflade
- Indeholder ikke gelatine
- Indeholder ikke kolofonium (Resin)
- Hudvenlig

Indholdsstoffer/materiale: Polyurethanfilm, elastomer, klæbestof, absorber (CMC)

PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Sureskin II hydrocolloid bandage, STANDARD og BORDER, steril

Sortimentsoversigt

Vare	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr
4279550	Sureskin Standard	hydrocolloid bandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	201405
4279558	SureSkin II Border	hydrocolloid bandage, steril	5 cm x 5 cm	æske a 20 stk - krt a 5 æsker	202403Z
4279562	SureSkin II Border	hydrocolloid bandage, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 16 æsker	202405Z
4279564	SureSkin II Border	hydrocolloid bandage, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 4 æsker	202416Z
4279566	SureSkin II Border	hydrocolloid bandage, steril	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 4 æsker	202407Z
4279568	SureSkin II Border	hydrocolloid bandage sakral, steril	15 cm x 18 cm	æske a 5 stk - krt a 4 æsker	202412Z