

# PRODUKTDATABLAD

## Nobatop S slidsbandage, steril

Nobatop-S tracheal kompres, er en non-woven bandage af viskose og polyester med split.

Blød og behagelig, 6 lag, brev af 2 stk., steril

Produktets absorptionskapacitet er 900x produktets egenvægt.

3 størrelser



|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Indholdsstoffer:</b>               | Viskose, polyester         |
| <b>PVC/phtalater:</b>                 | Nej                        |
| <b>Latex:</b>                         | Nej                        |
| <b>CE klassifikation:</b>             | CE Is                      |
| <b>Steril vare:</b>                   | Ja                         |
| <b>Holdbarhed:</b>                    | 3 år                       |
| <b>Opbevaring:</b>                    | Tørt og ved stuetemperatur |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>         | Forbrænding                |
| <b>Bortskaffelse inder emballage:</b> | Forbrænding/genanvendelse  |
| <b>Bortskaffelse yder emballage:</b>  | Forbrænding/genanvendelse  |
| <b>Særlig mærkning:</b>               | Nej                        |

# PRODUKTDATABLAD

## Nobatop S slidsbandage, steril

### Sortimentsoversigt

|         |                          |  |           |                                |
|---------|--------------------------|--|-----------|--------------------------------|
| 4240962 | Nobatop-S slids/tracheal | non-woven kompres,6 lag, brev a 2 stk., steril | 5x5cm     | æske a 50 breve-krt.a 18 æsker |
| 4240964 | Nobatop-S slids/tracheal | non-woven kompres,6 lag, brev a 2 stk., steril | 7,5x7,5cm | æske a 50 breve-krt.a 20 æsker |
| 4240966 | Nobatop-S slids/tracheal | non-woven kompres,6 lag, brev a 2 stk., steril | 10x10cm   | æske a 50 breve-krt.a 16 æsker |