



## Solvaline® N Ny

En moderat sugende forbindelse, der ikke klæber til såret



### Produktet:

Ny forbedret sårkompress, med en absorptionskerne af 80% viscose og 20 % polyester. Er på begge sider beklædt med en perforeret film af polyethylene der nedsætter risikoen for vedhæftning i sårbunden. Lagene i Ny Solvaline N kompres er stærkt forbundne, så produktet fjernes let i et stykke. Det efterlader ikke forbindsrester i såret.

Det meget flade kompres bevarer sin stabilitet i fugtig tilstand. Kompresset er luft- og vanddampgennemtrængelig.

Solvaline N steril kompresset er steriliseret (gassteriliseret EO) – Usterile Solvaline N tåler sterilisering (autoclave 121°C).

### Anvendelse:

Kompresset kan anvendes på begge sider, hvilket hindrer applikationsfejl. Det er stærkt og smidigt og det er derfor nemt og smertefrit at skifte forbindingen. Man kan klippe i produktet uden det mister dets egenskaber.

**Indikationer:** Solvaline N kan anvendes som primær forbindelse til sår der væsker moderat, samt som sekundær forbindelse f.eks. over alginater, sårkontaktlag, hydrobalance- produkter m.m.

Solvaline N kompres – til sikker sårbehandling ved operationsbordet, på skadestuen og i almen praksis. Sårkompresset kan sidde i op til flere dage, alt efter hvad såret tillader.

### Sortiment:

Sterile, pakket enkeltvis

Størrelse (cm)	Antal	REF
5 x 5	100	31 830
10 x 10	100	31 831
10 x 20	50	31 832
20 x 30	25	31 833
5 x 5	25	31 834
10 x 10	10	31 835

Ikke sterile

Størrelse (cm)	Antal	REF
5 x 5	200	31 840
10 x 10	150	31 841
10 x 20	50	31 842
20 x 30	25	31 843

