

PRODUKTDATABLAD

Viscopaste zinklimbandage, steril

Viscopaste zinklimbandage er en 100% bomuldsgaze imprægneret med 10% zinkoxid pasta. Anvendes ved behandling af våde og tørre skinnebessår, varikøse eksemer og kronisk dermititis.

Viscopaste lindrer og beskytter huden og er let at fjerne.



Indholdsstoffer/materiale: Bomuld 100%, zinkoxidpasta 10%

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIa

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Viscopaste zinklimbandage, steril

Sortimentsoversigt

4467175	Viscopaste zinklimbind	10% zinkoxid pasta	7,5cmx6m	æske a 12 stk.-krt. a 4 æsker	4948
---------	------------------------	--------------------	----------	-------------------------------	------