

# PRODUKTDATABLAD

## 3M instrumentpose, lang, steril, plastik

Posen muliggør at instrumenterne kan forblive i det sterile felt og gør dem lettilgængelige for nem og tidsbesparende brug.

Har pålidelige klæbestrimler i begge ender, som hjælper med at holde posen fast i det sterile felt og gør det muligt at holde ledninger organiseret bag poserne.

Den lange instrumentpose omfatter tre rum og kan rumme lange instrumenter, som f.eks. instrumenter til endoskopiske procedurer.

**Mål:** 47 x 24,5 cm



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Plastik, klæber
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes med almindeligt sygehusaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
4468516	3M	Instrumentpose, lang, steril, plastik	æske 10 stk - krt a 4 æsker	1018L