

PRODUKTDATABLAD

Soffban Natural, absorberende polstervat, grøn pakning

Soffban Natural polstervat anvendes før anlæggelse af gips- eller syntetiske bandagematerialer.

Fremstillet af 100% viskose, hvilket giver forbedret polstring. Tørret hurtigt og giver god polstring også i våd tilstand.



Indholdsstoffer:	Viskose
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	5år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur

PRODUKTDATABLAD

Soffban Natural, absorberende polstervat, grøn pakning

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev.nr
4470200	Soffban Natural	absorberende polstervat, grøn pakning	10 cm x 2,7 m	pk. a 12 rl.-krt. a 12 pk.	71469-00
4477201	Soffban Natural	absorberende polstervat, grøn pakning	7,5 cm x 2,7 m	pk a 12 rl - krt a 16 pk	71473-00
4477202	Soffban Natural	absorberende polstervat, grøn pakning	15 cm x 2,7 m	pk a 12 rl	71470-00
4477203	Soffban Natural	absorberende polstervat, grøn pakning	5 cm x 2,7 m	pk a 12 rl	71472-00000-00
4477204	Soffban Natural	absorberende polstervat, grøn pakning	20 cm x 2,7 m	pk a 6 rl	71471-00000-00