

PRODUKTDATABLAD

Noba universalbind

Universalbind. Dauere elastisk universalbind med fast kant, hvidt.

Strækkevne 150%. Anvendes til støtte, aflastning og fiksering. Vask v. 60gr C.



Indholdsstoffer/materiale: Bomuld, polyamid og elasthan

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Noba universalbind

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev.nr.
4417060	Noba	universalbind, 71% bomuld, 25% polyamid, 4% elast.	4 cm x 5 m	Æske á 10 stk	430504
4417102	Noba	universalbind, 71% bomuld, 25% polyamid, 4% elast.	6 cm x 5 m	Æske á 10 stk	430506
4417103	Noba	universalbind, 71% bomuld, 25% polyamid, 4% elast.	8 cm x 5 m	Æske á 10 stk	430508
4417104	Noba	universalbind, 71% bomuld, 25% polyamid, 4% elast.	10 cm x 5 m	Æske á 10 stk	430510