

PRODUKTDATABLAD

Nobalastik middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket

Hvid, mellemstræksbandage med strækværdi på 90% (+-10%)

NOBALASTIK® er velegnet til fiksering af alle slags skinner. Bandagen har en støttende og komprimerende effekt ved sportsskader. Inden for kirurgi bruges det for eksempel til thoraxkompression i tilfælde af ribbensbrud eller til stabilisering af sårbandager. Inden for flebologi anvendes bandagen, på grund af dens lette håndtering, til at understøtte behandlinger. NOBALASTIK® er 5 m lang (strakt) og er individuelt pakket i folie, med bandageclips. NOBALASTIK® bandager er blevet steriliseret. 10 bandager er pakket i en foldeæske.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyester, elasthan
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	10 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Nobalastik middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4423304	Nobalastik	middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket	4 cm x 5 m	æske a 10 stk - krt a 36 æsker	450204
4423306	Nobalastik	middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket	6 cm x 5 m	æske a 10 stk - krt a 28 æsker	450206
4423308	Nobalastik	middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket	8 cm x 5 m	æske a 10 stk - krt a 24 æsker	450208
4423310	Nobalastik	middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket	10 cm x 5 m	æske a 10 stk - krt a 20 æsker	450210
4423311	Nobalastik	middelstræksbind, hvid, enkeltvis pakket	12 cm x 5 m	æske a 10 stk - krt a 16 æsker	450212