

# PRODUKTDATABLAD

## Carolon antiembolistrømper, knæ/lår Carolon ATS antiembolistrømpe til store lårsmål

CAROLON antiembolistrømpe systemet tilbyder et bredt sortiment af anti-embolistrømper til alle typer af standardmål, kombineret med en produktserie til overvægtige patienter og patienter med abnorm benfacon CAROLON ATS justérbar lårstrømpe.

CAROLON antiembolistrømperne findes i knæ- og lårlængde i standardstrømper. Indenfor hver størrelse tilbydes 3 forskellige længder (kort, standard og lang), hvilket giver et meget bredt sortiment med stor sandsynlighed for at finde en standardstrømpe som tilpasses til patientens benfacon.

CAROLON antiembolistrømperne er lette, luftige og komfortable – de garner som er anvendt til at strikke strømperne af, er tynde og alligevel stærke. Det giver en høj patientkomfort. Strømperne holder facon og tryk, også efter vask og evt. tørretumbling.

CAROLON antiembolistrømperne er strækbar i både længde og bredde retning "two way stretch". Dette giver en bedre tilpasning til benet og større compliance for patienten.

Inspektionshul under foden.

Farvekodning ved inspektionshul og øverste kantbånd.

CAROLON antiembolistrømperne indeholder ikke latex.

Anbefalet vasketemperatur er 40°C, men strømpen kan vaskes ved 95°C og tørretumbles, hvilket dog nedsætter holdbarheden.



**Indholdsstoffer/materiale:** Knæstrømpe: Spandex (elasthan), Nylon  
Lårstrømpe: Spandex (elasthan), Nylon, silikone/polyisoprene på kantbånd  
Lårstrømpe ATS: Spandex (elasthan), Nylon, silikone/polyisoprene på

# PRODUKTDATABLAD

## Carolon antiembolistrømper, knæ/lår Carolon ATS antiembolistrømpe til store lårmål

kantbånd, panel af polyester

<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	5år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur udenfor direkte sollys

Måleguide – se venligst [mediqdanmark.dk](http://mediqdanmark.dk)

# PRODUKTDATABLAD

## Carolon antiembolistrømper, knæ/lår Carolon ATS antiembolistrømpe til store lårmål

### Sortimentsoversigt

Mediq	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse		Lev.nr
4401037	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	xxx-large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	560
4401038	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	xxx-large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	561
4401039	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	xxx-large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	562
4401040	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	small/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	510
4401041	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	small/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	511
4401042	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	small/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	512
4401043	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	medium/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	520
4401044	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	medium/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	521
4401045	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	medium/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	522
4401046	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	530
4401047	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	531
4401048	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	532
4401049	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	X-large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	540
4401050	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	X-large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	541
4401051	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	X-large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	542
4401052	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	XX large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	550
4401053	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	XX large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	551
4401054	CAROLON	antiembolistrømpe, knæ	XX-large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	552
4401055	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	small/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	610
4401056	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	small/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	611
4401057	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	small/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	612
4401058	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	medium/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	620
4401059	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	medium/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	621
4401060	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	medium/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	622
4401061	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	630
4401062	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	631
4401063	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	632
4401064	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	X-large/kort	æske a 10 par-krt a 6 æsker	640
4401065	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	X-large/standard	æske a 10 par-krt a 6 æsker	641
4401066	CAROLON	antiembolistrømpe, lår	x-large/lang	æske a 10 par-krt a 6 æsker	642
4401070	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	small/standard	æske a 5 par-krt a 6 æsker	311
4401071	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	small/lang	æske a 5 par-krt a 6 æsker	312
4401072	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	medium/standard	æske a 5 par-krt a 6 æsker	321
4401073	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	str. medium - lang	æske a 5 par-krt a 6 æsker	322
4401074	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	large/standard	æske a 5 par-krt a 6 æsker	331
4401075	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	large/lang	æske a 5 par-krt a 6 æsker	332
4401076	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	X-large/standard	æske a 5 par-krt a 6 æsker	341
4401077	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	x-large/lang	æske a 5 par-krt a 6 æsker	342
4401078	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	XX large/standard	æske a 5 par-krt a 6 æsker	351
4401079	CAROLON ATS	antiembolistrømpe, store lårmål	XX-large/lang	æske a 5 par-krt a 6 æsker	352