

# PRODUKTDATABLAD

## Mundplejepind med tør skumsvamp, blå

Mundplejepind, tør, uden smag, 10 cm  
Brugsvejledning anført på pakken.

Skumdelen er smeltet fast på pinden, og kan ikke rives af, uden at den går i stykker.

Mundplejepinden bør aldrig henstå i væske over længere tid, før anvendelsen.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Plastpind fremstillet af PP. Skumnylonsvamp af PE.
<b>PVC/pthalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdato/lot. nr.
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

Mundplejepind med tør skumsvamp, blå

## Sortimentsoversigt

4612000	Mundplejepind	Plastpind, skumnylonsvamp, blå	10cm	ps a 2 x 100 stk	12-1164
---------	---------------	--------------------------------	------	------------------	---------