

PRODUKTDATABLAD

Maxitex Neuro latex op handske, pudderfri, steril

Pudderfri operationshandske i latex, der er særligt egnet til mikrokirurgi. Den avancerede latexstruktur gør handsken ca. 15 % tyndere end gennemsnitlige kirurgiske handsker.

Den brune handskes indre polymercoating muliggør handskepåtagning selv med let fugtige hænder. Handsken er nubret for et bedre greb og skaftet kan strammes med snor for at sikre, at handsken ikke ruller ned.

Handskenes anatomiske form og elasticitet gør den behagelig at have på, nem at tage af, giver derudover ekstra høj fingerføling og er velegnet til længere procedurer.



	Før aldring	Efter aldring
Brudstyrke	Min. 12N	Min. 9N
Elasticitet	Min. 750 %	Min. 600 %

Indholdsstoffer/materiale:	Latex
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, elektronisk strålesteriliseret
Særlig mærkning:	EN 455 1-4
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokale regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Maxitex Neuro latex op handske, pudderfri, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
5081210	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	6	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.01
5081211	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	6,5	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.02
5081212	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	7	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.03
5081213	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	7,5	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.04
5081214	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	8	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.05
5081215	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	8,5	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.06
5081216	Maxitex Neuro	Latex op handske, pudderfri, steril	9	Æske a 50 par – krt. a 4 æsker	117.00.07

Kvalitetskontrol – før afskibning

AQL

Pinholes

1,5

Dimensioner					
Størrelse	Længde	Bredde	Tykkelse ved manchet	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved finger
6	Min. 280 mm	76 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
6,5	Min. 280 mm	83 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
7	Min. 280 mm	90 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
7,5	Min. 280 mm	95 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
8	Min. 280 mm	103 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
8,5	Min. 280 mm	109 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm
9	Min. 280 mm	115 ± 5 mm	0,17 mm	0,15 mm	0,16 mm