

# PRODUKTDATABLAD

## Dermagrip Ultra, sterile undersøgelsehandsker, Nitril

### Dermagrip® Ultra undersøgelsehandske i nitril, steril

Dermagrip® undersøgelsehandske er fremstillet af nitril.

Anvendelig til mange formål i plejen, på klinikken og i laboratoriet hvor sterilitet er påkrævet. Til ikke invasiv kirurgi og diagnostiske procedurer.

Blød og komfortabel med god pasform.

Nubret fingerspids. Handsken er blå



<b>Varenr.:</b>	Se sortimentoversigt side 2
<b>Materiale:</b>	Nitril
<b>CE klassifikation:</b>	I i henhold til MDD 93/42/EEC
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding/genanvendning
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding/genanvendning
<b>Opbevaring</b>	Tørt, køligt, mørk
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Miljømærke</b>	-
<b>Sterilisationsmetode</b>	Strålesteriliseret
<b>Uønskede stoffer</b>	Ingen kendte

### Kvalitetskontrol - før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5
Dimension	S-2	4,0
Fysiske egenskaber	S-2	4,0
1000 ml vandtest	G1	1,5
Visuel inspektion for major fejl	G1	2,5

# PRODUKTDATABLAD

## Dermagrip Ultra, sterile undersøgelseshandsker, Nitril

Visuel inspektion for minor fejl

G1

4,0

### Fysiske egenskaber

<u>Beskrivelse</u>	<u>Før aldring</u>	<u>Efter aldring</u>
Brudstyrke (N)	6 N (Gens. 6,5N)	6 N (Gens. 6,5N)

<u>Beskrivelse</u>	<u>Mængde protein</u>
Proteinindhold	0/g handske

Handskerne er virus penetrationstestet i henhold til ASTM F1671-97b og godkendt

Handskenen opfylder kravene for medicinske handsker fastsat i EN 455 1-4 og testet i henhold til EN420, EN374 2-3, EN388

**Pyrogener:** Lavt endotoxinniveau (<0,5 EU/ml) i hht LAL proceduren beskrevet i den europæiske farmakopé

### Sortimentsoversigt

Vare nr Mediq	Vare nr. producent	Varebeskrivelse		Str.	Indhold
5090543	D1400-43	Dermagrip Ultra	nitril undersøgelseshandske, pudderfri, steril	x-small	æske a 50 par.-krt a 6 æsker
5090542	D1401-43	Dermagrip Ultra	nitril undersøgelseshandske, pudderfri, steril	small	æske a 50 par.-krt a 6 æsker
5090544	D1402-43	Dermagrip Ultra	nitril undersøgelseshandske, pudderfri, steril	medium	æske a 50 par.-krt a 6 æsker
5090546	D1403-43	Dermagrip Ultra	nitril undersøgelseshandske, pudderfri, steril	large	æske a 50 par.-krt a 6 æsker
5090541	D1404-43	Dermagrip Ultra	nitril undersøgelseshandske, pudderfri, steril	x-large	æske a 50 par.-krt a 6 æsker

### Opbevaring:

For optimal holdbarhed på 3 år bør handskerne opbevares i et køligt, tørt rum. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Temperaturen bør ikke overstige 25°C.

Ved beskadiget emballage bør produktet kasseres for at sikre at det ikke er forurennet.

# PRODUKTDATABLAD

Dermagrip Ultra, sterile undersøgeshandsker, Nitril