

PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Platinum latex OP handske, pudderfri, steril

Profeel DHD Platinum, pudderfri. Denne handske er specielt designet med henblik på øget komfort og brugervenlighed. Er håndspecifik.

God pasform som sikrer at hænderne ikke bliver trætte.

Handsken har indvendig polymercoating, som muliggør handskepåtagnelse selv med let fugtige hænder (DHD – damp hand donning).

Non slip grip overflade sikrer optimalt greb om instrumenter og skaftet er udformet med rullekant for at reducere risikoen for, at handsken ruller ned fra ærmet.

Manchetterne på hver handske er markeret med 'WRP', 'Hånd & str.'.

Latex protein indhold: < 50 µg/g

Indholdsstoffer/materiale: Naturlig gummi latex

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Ja

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja - gammasteriliseret

Særlig mærkning: EN 455-1, -2, -3, -4, 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 388:2003, CE 0086, ASTM D3577

Opbevaring: Mørkt og tørt, ved stuetemperatur

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes som medicinsk kontamineret affald

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -



PRODUKTDATABLAD

Profeel DHD Platinum latex OP handske, pudderfri, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090260	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 6,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3360-01
5090265	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 6,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3365-01
5090270	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 7,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3370-01
5090275	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 7,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3375-01
5090280	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 8,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3380-01
5090285	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 8,5	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3385-01
5090290	Profeel DHD Platinum	Latex OP handske, pudderfri, steril	str. 9,0	Æske a 50 par – Krt. a 4 æsker	P3390-01

Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5

Dimensioner

Størrelse	Længde min.	Bredde	Tykkelse ved finger	Tykkelse ved håndflade	Tykkelse ved manchet
6,0	280 mm	77 ± 5 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
6,5	280 mm	83 ± 5 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
7,0	283 mm	89 ± 5 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
7,5	287 mm	95 ± 5 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
8,0	288 mm	102 ± 6 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
8,5	290 mm	108 ± 6 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm
9,0	290 mm	114 ± 6 mm	0,21 ± 0,02 mm	0,17 ± 0,02 mm	0,16 ± 0,02 mm