

Profeel OP handsker

Anvendelsesmuligheder

Handsketype	Anvendelse
Profeel DHD Platinum	Latexhandske til standard kirurgi. Er især egnet til vaskulære operationer, ortopædi samt abdominale operationer. Kan kombineres med Profeel DHD Sensitive.
Profeel DHD Micro latex	Latexhandske der er særlig egnet til mikrokirurgi og øjenkirurgi
Profeel DHD Sensitive	Latexhandske der er særligt egnet som inderhandske ved dobbelthandskelag. Kan kombineres med Profeel DHD Platinum.
Profeel DHD Polyisoprene Sensitive	Alternativ til latexhandske. Særligt egnet som inderhandske ved dobbelthandskelag. Kan kombineres med Profeel DHD Polyisoprene.
Profeel DHD Synthetic	Alternativ til latexhandsker ved standard kirurgi samt ved vanskelige procedurer.
Profeel DHD Polyisoprene	Alternativ til latexhandsker ved standard kirurgi og som yderhandske ved dobbelt handskelag. Kan kombineres med Profeel DHD Polyisoprene Sensitive.
Profeel Comfit Premium	Latexhandske med pudder til standard kirurgi.