

PRODUKTDATABLAD

Sempermed Syntegra UV Op handske non-latex polyisoprene

Sempermed Syntegra UV Op handske fremstillet i polyisopren for optimal komfort og beskyttelse.

Egenskaber:

- Fuldt anatomisk formet.
- Tykkelse (målt i håndfladen): 0.20-0.25 mm.
- Performance: AQL 0.65.
- Quick Don teknologi sikrer hurtigt og let af- og påklædning.
- Allergivenlig: fri for acceleratorer, pudder og latex.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyisopren
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Sempered Syntegra UV Op handske non-latex polyisoprene

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090000	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 5,5	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058521
5090001	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 6	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058601
5090002	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 6,5	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058621
5090003	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 7	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058701
5090004	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 7,5	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058721
5090005	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 8	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058801
5090006	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 8,5	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058821
5090007	Sempered Syntegra UV	Op handske non-latex polyisoprene	str 9	æske a 50 par - krt a 6 æsker	827058901