

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection Sensitive Indigo, accelerator free, nitril, lang

Klinion Protection Sensitive Indigo blå undersøgelseshandsker i nitril med langt skaft er pudderfrie og egnede til brugere med sensitiv hud.

Handskerne har en solid rullekant, giver god fingerføling og har nubrede fingerspidser, som sikrer et godt greb. Har en god pasform og går ikke i stykker under påtagning eller anvendelse.

Handskerne passer til begge hænder og er acceleratorfri således at brugere med allergier ofte kan bruge dem.

Handskerne er godkendt til fødevarerbrug efter 1935/2004, No. 10/2011. Handskerne er testet og godkendt efter standarden for Medicinske undersøgelseshandsker EN 455 -1 4, og opfylder alle krav til træk og brudstyrke.

Handskens er derudover testet i forhold til EN 374-3, for gennemtrængningstider for kemikalier og cytostatika.



Indholdsstoffer/materiale:	Nitril
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt, tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection Sensitive Indigo, accelerator free, nitril, lang

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5090610	Klinion Protection	Sensitive Indigo, acc free, nitril, lang	X-small	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	102488
5090611	Klinion Protection	Sensitive Indigo, acc free, nitril, lang,	Small	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	102484
5090612	Klinion Protection	Sensitive Indigo, acc free, nitril, lang,	Medium	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	102485
5090613	Klinion Protection	Sensitive Indigo, acc free, nitril, lang	Large	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	102486
5090614	Klinion Protection	Sensitive Indigo, acc free, nitril, lang	X-large	Æske a 150 stk. – Krt. a 10 æsker	102487

Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5