

# PRODUKTDATABLAD

## Operationsmaske, bindebånd, visir, stænkres

Blå usteril 4-lags operationsmaske med bindebånd og beskyttelsesvisir for mund, næse og øjne.

Masken lever op til kravene i EN 14683 type II R med den højeste grad af beskyttelse mod infektioner grundet det integrerede visir.

Visiret og det ekstra fjerde lag er lavet af væskeafvisende polyethylen mesh, der beskytter brugeren mod infektioner fra kropsvæsker.

Maskens inderste lag er lavet af naturlige materialer, der effektivt forhindrer brugeren fra at indånde fnug og porerne fra at blive stoppede, og dermed nærmest eliminere hudirritation. Samtidigt holdes laget væk fra området omkring munden pga. en anti-statisk effekt.

Både det yderste lag, polyethylen mesh'et, bakteriefilteret samt det inderste lag er lavet af lette, robuste materialer med høj åndbarhed, hvilket ses i de bedste Delta P værdier (23,8  $\Delta P$  (Pa/cm<sup>2</sup>)) på markedet.

Det glasfri bakteriefilter med partikelstørrelse 2,9  $\mu\text{m}$  har en filtereffektivitet (BFE) på >99%, hvilket er højere end gennemsnitlige operationsmasker.

Det lange, forstærkede og integrerede næsestykke sikrer at masken har det bedst mulige pasform.

Masken er ideel til meget smitsomme situationer og det høje niveau af komfort er garanteret selv efter langtidsbrug.

Masken er ultralydsforseglet og beskytter mod sprøjt og dryp.

Til engangsbrug

Leveres i papæsker.



2075-0081-02 / 10.11.2015

# PRODUKTDATABLAD

## Operationsmaske, bindebånd, visir, stænkres

**Indholdsstoffer/materiale:** Næseklemme: galvaniseret jern med PP belægning  
Bindebånd: polypropylen  
Første lag: cellulose-polyester-viskose (væskebarriere)  
Andet lag: smelteblæst polypropylen fiber (bakteriefilter)  
Tredje lag: polyethylen net (væskebarriere)  
Fjerde lag: cellulose-polyester (kontakt med ansigtet)

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** EN ISO 9001:2008  
EN ISO 13485 + AC:2012

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Koldt og tørt uden direkte sollys ved temperaturer under 30 °C

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bemærkning:** Glasfiberfri, fri for farvestoffer

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5650012	Operationsmaske	Bindebånd, visir, stænkres, 3 lag, IIR	120x300mm	Æske a 50 stk. – Krt. a 12 æsker	80-455M

2075-0081-02 / 10.11.2015