


all up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Løftepude ved anlægning af kateter



Levabo's produkter fylder minimalt på depotet

Produkt beskrivelse

Oppustelig løftepude.

Puden er velegnet til løft af patienter ved anlægning af kateter.

Puden lægges under patienten og pustes op til løftehøjde, derved spares personalet for tunge løft.

Max 150 kg.

Oppustelig med blød og hudvenlig nonwoven overflade

Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering, all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødigger håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produkt navn	Pude størrelse	Pakning	Varenummer	HMI nummer
all up® Kidney	50 x 20 x 20 cm	12 stk	72014	87938

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk