


all up® er Levabo®s nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet
Dansk produceret
CE godkendt

Den trykreducerende lejringspude



Levabo's
produkter
fylder minimalt
på depotet

Produkt beskrivelse

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Puden er designet til fodenden af sengen og har en bredde som tillader stor bevægelsesfrihed til ben og fødder. Puden har 2 vinger som gør det muligt at fiksere den til madrassen. Længden af puden giver en god støtte op under knæene og højden giver aflastning for hælen mod underlaget.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Puderne er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal lejringspude, når den sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og elastisk.

Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering, all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggor håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produkt navn	Pude størrelse	Pakning	Varenummer	HMI nummer
all up® Wing	43 x 10 x 83 cm	6 stk	72006	84490

Levabo ApS
Højlundsparken 49
8355 Solbjerg
Tel.: 20 70 09 30
info@levabo.dk
www.levabo.dk