

KIATO

Verdens stærkeste skalpelblad?



MEDIQ



Kiato kirurgiske engangsskalpeller og -skalpelblade

- Fremstillet af europæisk kvalitetsstål
- Referencenummer på æsker og peel-pakning

Kiato Plus Safe Back

Verdens stærkeste skalpelblad!

- Designet til at dække de særlige behov for styrke til ortopædkirurgiske indgreb
- Er op til dobbelt så stærk som andre skalpelblade målt i N
- Findes i de mest gængse størrelser

Varenr.	Varetekst
2539210	Nr. 10, æske a 100 stk.
2539211	Nr. 11, æske a 100 stk.
2539215	Nr. 15, æske a 100 stk.
2539220	Nr. 20, æske a 100 stk.
2539222	Nr. 22, æske a 100 stk.



Kiato +PLUS skalpelblade af carbon steel

ISO farvekodet æske og inderpakning. Sterile.

Varenr.	Varetekst
25390+nr.	Æske a 100 stk.



Kiato PLUS skalpeller med blad af rustfrit stål


Sterile engangsskalpeller med bladbeskytter. Rustfrit stålblad og specielt designet anatomisk plasthåndtag for at sikre et godt greb og høj styrke. Håndtagene har centimetermål. Kraftig bladbeskyttelseshætte.

Varenr.	Varetekst
25391+nr.	Æske a 10 stk.



Skalpelhåndtag, rustfrit stål, flergangs

Varenr.	Varetekst
59 03003	Håndtag nr. 3 til blade fra nr. 6 til nr. 15
5903004	Håndtag nr. 4 til blade fra nr. 18 til nr. 26



Skalpelbladafriver

Skalpelbladafriveren gør det lettere at fjerne det brugte blad, og man kommer ikke i berøring med selve bladet, som opsamles i beholderen.

Varenr.	Varetekst
---------	-----------

2544050	Skalpelbladsafriver, æske af 10 stk.
---------	--------------------------------------



Juni 2009/1

Stitch-Cutter suturfjerningskniv, steril

Stitch-Cutter med langt skaft

Varenr.	Varetekst
---------	-----------

2530050	Æske a 100 stk.
---------	-----------------

5001-2539-2101/2 26.02.2010