

# PRODUKTDATABLAD

## Pincet kirurgisk

### Pincet kirurgisk

Pincetter kirurgisk til brug i sygeplejen. Alle rustfri instrumenter bør straks efter brugen rengøres og aftørres for at undgå overfladerust. Skrue- og bokslåse smøres med instrumetolie.



<b>Varenr.:</b>	Se side 2
<b>Materiale:</b>	Rustfrit stål
<b>CE klassifikation:</b>	Medicinsk udstyr klasse I
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Genbrug
<b>Opbevaring</b>	Ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed:</b>	
<b>Miljømærk</b>	Nej
<b>Uønskede stoffer</b>	intet kendskab til uønskede stoffer

# PRODUKTDATABLAD

## Pincet kirurgisk

### Sortimentsoversigt

Vare	Varebeskrivelse	Indhold	Pakning
6004011	Pincet Kirurgisk 11,5cm, slank		Stk.
6004012	Pincet Kirurgisk 14,5cm		Stk.
6004000	Pincet Kirurgisk 12 cm, Adson		Stk.
6004010	Pincet Kirurgisk 13 cm		Stk.

### Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001